

MORITA

Thinking ahead. Focused on life.

Offres Instruments et systèmes d'endodontie ADF 2025



**ADF
PARIS
2025**

Choose serenity.
Rooted in reliability.

STAND 2L17



MEMO : Les points forts de la Gamme



TURBINES TWINPOWER (TPT) en ★★★★★

- Technologie à double rotor unique au monde : Jusqu' 25 W de puissance,
- Système d'arrêt immédiat de la turbine,
- ZERO-réaspiration de l'air vicié,
- Dimensions compactes de la tête des turbines (plusieurs dimensions) pour un accès en bouche optimisé
- Compatibilité avec les raccords (MORITA, WH, KaVo, NSK et Sirona)



Turbines : caractéristiques

Nom du produit Désignation du type	TwinPower PAR-4HX-O	TwinPower PAR-4HEX-O
		
Puissance	25 W	22 W
Couple à 0,2 MPa	350 000 tr/Min. ± 30 000 tr/Min.	370 000 tr/Min. ± 30 000 tr/Min.
Diamètre de la tête	12 mm	10,5 mm
Hauteur de la tête	13,2 mm	13,2 mm
Poids *	De 48 à 57 g	De 48 à 57 g
Buses de pulvérisation	3	3
Pales de rotor	40	36
Lumière	✓	✓
Jupe d'air	Jupe d'air	Jupe d'air
Systèmes de couplage	Morita (Art. 2530) KaVo (Art. 2530-100) Sirona (Art. 2530-200) W&H (Art. 2530-300) NSK (Art. 2530-400)	Morita (Art. 2531) KaVo (Art. 2531-100) Sirona (Art. 2531-200) W&H (Art. 2531-300) NSK (Art. 2531-400)
Pression de service		
Zéro reflux	✓	✓
Arrêt rapide	✓	✓

MEMO : Les points forts de la Gamme



CONTRE ANGLES TORQTECH (TQT) en ★★★★★

- Mécanique Triple engrenages (bague rouge) : Assure un couple linéaire et constant, sans vibration et sans surchauffe
- Filtre à rétention de particules pour le bague rouge, bleu et vert = réduit les bouchages intempestifs de sprays
- Angulation unique pour un accès parfait en zone molaires
- Dimensions compactes
- Le bague rouge existe avec une tête ULTRA MINI (dia 12,1 mm au lieu de 14 mm / monospray) aux mêmes conditions tarifaires promotionnelles



MORITA MULTI SPRAY

Specially designed lubricant to optimize the performance of TORQTECH and maintain its durability.

Pièces à main et contre-angles caractéristiques

Désignation Réf. art.	Série TorqTech	Vitesse de rotation Max. Transmission	Tige Type de mandrin Lumière	Application	Longueur Poids Tête Ø x Hauteur	Aérosol requis
CA-5IF-O Art. 2450		Max. 210.000 tr/Min. 1:5	Tige FG Ø : 1,6 mm Bouton pression Fibre optique	Préparation	94 mm 68 g Ø: 9,5 mm x H: 14,0 mm	3 buses avec filtre spray
CA-DC-O Art. 2440		Max. 42.000 tr/Min. 1:1	Tige RA 2,35 mm Bouton pression Fibre optique	Préparation Prophylaxie	94 mm 67 g Ø: 9,5 mm x H: 13,3 mm	1 buse avec filtre spray
ST-DH Art. 2430		Max. 42.000 tr/Min. 1:1	Tige HP 2,35 mm ou tige RA avec pièce intercalaire Sans lumière	Préparation Prophylaxie Interventions tech- niques légères	84 mm 72 g –	1 buse
CA-10RC-O Art. 2420		Max. 4.200 tr/Min. 10:1	Tige RA 2,35 mm Bouton pression Fibre optique	Préparation Endodontie Prophylaxie	94 mm 67 g Ø: 8,0 mm x H: 13,0 mm	1 buse avec filtre spray

Instruments ADF 2025

Offres SOLO



Turbines Twinpower HX, HEX à l'unité :

828 € TTC

Disponible avec connectiques Morita KaVo, NSK, WH, Sirona



Contre angle TORQTECH à l'unité :



1099 € TTC



791 € TTC



899 € TTC



635 € TTC

Instruments ADF 2025

Offres PACKAGE

Promo Package 1

2 rouges + 1 bleu

2699 € TTC



Promo Package 2

2 rouges + 1 turbine

2699 € TTC



1x PAR-4HX-O

ou

1x PAR-4HX-O-KV

Promo Package 3

2 rouges + 1 vert

2699 € TTC



Instruments ADF 2025

Offres PACKAGE

Promo Package 4
2 rouges + 1 PAM

2699 € TTC



Promo Package Turbine
1+1
2 turbines au choix

1254 € TTC



Promo Package Lubrina 2

2995 € TTC

Incluant :

- + 1 Connectique Turbine
- + 1 Connectique CA
- + 1 Turbine Twinpower au choix



Systemes d'endodontie ADF 2025



DENTAPORT ROOT ZX
Localisateur d'apex

1199 € TTC



ROOT ZX MINI
Localisateur d'apex

1199 € TTC



TRI AUTO ZX2 +
Moteur d'endodontie incluant le
localisateur d'apex


2399 € TTC

Promotions en ligne sur www.morita.fr



Retrouvez nous :
Aux Journées de l'Orthodontie Stand 10
A l'ADF Stand 2L17





MORITA

Thinking ahead. Focused on life.