

# parkell today

TEST DE VITALITÉ

## DIGITEST<sup>®</sup>3



Parkell Europe AB, Finvids väg 8, 194 27 Upplands Väsby, Suède  
infoeurope@parkell.com,  +46 708 593 481 (intélocuteur en français)  
parkell.eu




# DIGITEST<sup>®</sup> 3

Testeur digital de la vitalité pulpaire

Lorsque la percussion, la glace, la chaleur et les radiographies ne suffisent pas, la stimulation électrique peut être l'outil de diagnostic dont vous avez besoin pour déterminer l'origine de la gêne du patient. C'est là qu'intervient le Digitest<sup>®</sup> 3.

Le Digitest<sup>®</sup> 3 stimule électriquement la dent pour tester sa vitalité sans gêne pour votre patient.

La stimulation d'intensité croissante se traduit par une valeur numérique qui peut être comparée aux résultats obtenus sur une dent saine, ou comparée dans le temps, ce qui fait du Digitest<sup>®</sup> 3 l'outil idéal pour suivre une dent traumatisée.



- ▶ Test sur une seule dent
- ▶ Fonctionnement intuitif à l'aide d'un seul bouton
- ▶ Trois réglages de la vitesse afin de s'adapter à vos préférences personnelles
- ▶ Quatre électrodes autoclavables
- ▶ La pile 9V standard se change aisément au cabinet



Scanner le code pour regarder la vidéo sur l'utilisation de Digitest<sup>®</sup> 3



REF #	DESCRIPTION DU PRODUIT
D655	<b>Digitest<sup>®</sup> 3 Testeur de vitalité pulpaire</b> 4 Électrodes autoclavables (1 standard long, 1 standard court, 1-labial, 1-lingual), 1 Pince de terre, 1 Fil conducteur, 1 Pile 9V
D636	<b>Jeu d'électrodes de précision</b> 2 sondes (une labiale, une linguale)
D625	<b>Jeu d'électrodes standard</b> 2 sondes (une courte et une longue)
D631GC	<b>Clip de mise à la terre et fil conducteur</b> 2 Clips, 1 Fil conducteur