



## les solutions Zircone



+ D'INFOS

Armature

Caractérisation  
de l'armature

Application en vidéo


Finition



ML ELITE



Coloring Liquid...au pinceau



ONESQIN



HT/UHT



Coloring Liquid...par immersion



### GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite - ø 98,5 mm

14mm 16mm 20mm 25mm

|      |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|
| A1   | 70017398 | 70017417 | 70017436 | 70017455 |
| A2   | 70017399 | 70017418 | 70017437 | 70017456 |
| A3   | 70017400 | 70017419 | 70017438 | 70017457 |
| A3.5 | 70017401 | 70017420 | 70017439 | 70017458 |
| A4   | 70017402 | 70017421 | 70017440 | 70017459 |
| B1   | 70017403 | 70017422 | 70017441 | 70017460 |
| B2   | 70017404 | 70017423 | 70017442 | 70017461 |
| B3   | 70017405 | 70017424 | 70017443 | 70017462 |
| B4   | 70017406 | 70017425 | 70017444 | 70017463 |
| C1   | 70017407 | 70017426 | 70017445 | 70017464 |
| C2   | 70017408 | 70017427 | 70017446 | 70017465 |
| C3   | 70017409 | 70017428 | 70017447 | 70017466 |
| C4   | 70017410 | 70017429 | 70017448 | 70017467 |
| D2   | 70017411 | 70017430 | 70017449 | 70017468 |
| D3   | 70017412 | 70017431 | 70017450 | 70017469 |
| D4   | 70017413 | 70017432 | 70017451 | 70017470 |
| OM1  | 70017414 | 70017433 | 70017452 | 70017471 |
| OM2  | 70017415 | 70017434 | 70017453 | 70017472 |
| OM3  | 70017416 | 70017435 | 70017454 | 70017473 |

|                                        | INDICATIONS |         |                                   |                |                                     |                      | PROCÉDURES              |                      |                          |
|----------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                        | Inlay/Onlay | Facette | Couronne (Antérieure/Postérieure) | Pilier hybride | Bridges 3 éléments (incl. molaires) | Bridges (> 3 unités) | Maquillage monolithique | Micro-stratification | Stratification classique |
| Initial Zirconia Disk ST*              |             |         | ✓                                 | ✓              | ✓                                   | ✓                    |                         |                      | 👍                        |
| Initial Zirconia Disk HT*              |             |         | ✓                                 | ✓              | ✓                                   | ✓                    | 👍                       | 👍                    | 👍                        |
| Initial Zirconia Disk UHT*             | ✓           | ✓       | ✓                                 |                | ✓                                   |                      | 👍                       | 👍                    | 👍                        |
| Initial Zirconia Disk Multilayer Elite | ✓           | ✓       | ✓                                 | ✓              | ✓                                   | ✓                    | 👍                       | 👍                    |                          |

\* Note : à utiliser idéalement avec les GC Initial Zirconia Coloring Liquid

## Zirconia Disk Multilayer Elite

Disque hybride, dernière génération...

de translucide à supertranslucide au niveau incisal !

MANUEL  
TECHNIQUE

|      |              |     |                  |                     |
|------|--------------|-----|------------------|---------------------|
| 5Y   | I INCISAL    | 20% | Translucité >49% | Résistance 800 MPa  |
| 4-5Y | INTERLAYER 1 | 15% |                  |                     |
| 4-5Y | INTERLAYER 2 | 15% |                  |                     |
| 4-5Y | INTERLAYER 3 | 15% |                  |                     |
| 4Y   | I INCISAL    | 35% | Translucité >45% | Résistance 1150 MPa |

- Dioxyde de zirconium Type II, Classe 5 selon DIN EN ISO 6872
- Haute résistance dans toutes les couches = convient à une large gamme d'indications
- Le frittage rapide (4 heures) permet de réaliser des couronnes et des bridges jusqu'à 3 éléments.



## OFFRES

### OFFRE 3+1\*

Panachage possible entre les recharges HT, ST, UHT  
Même taille. \* Gratuité envoyée par GC France  
Sur Disque Multilayer Elite, panachage possible  
\*Gratuité sur teinte A2 ou A3, envoyée par GCF

3 Disk ML Elite<sup>1</sup>

le teintier OFFERT\*

Sur Disque Multilayer Elite. \*Gratuité envoyée par GCF, dans la limite des stocks disponibles

3 Disk ML Elite<sup>1</sup>

1 recharge Coloring Liquid  
de 50ml OFFERTE\*

3 Disk ML Elite<sup>1</sup>

1 recharge Initial LP NF ONE  
OFFERTE\*

<sup>1</sup>Sur Disque Multilayer Elite. Panachage possible



Coloring Liquid  
recharges 50ml

4+1\*

1 Initial Zr Coloring Liquid  
recharges 50ml

1 Initial Zirconia Disk 12mm  
OFFERT

## initial™ Zr Coloring Liquid

Colorants liquides à base d'eau pour la coloration  
complète ou partielle des restaurations en zircone pré-fritée

Liquide 50ml - le flacon à **63€<sup>ttc</sup>** (prix indicatif)



|          |          |          |          |            |            |            |            |
|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Body A   | Body B   | Body C   | Body D   | Cervical A | Cervical B | Cervical C | Cervical D |
| 10041650 | 10041651 | 10041652 | 10041653 | 10041654   | 10041655   | 10041656   | 10041657   |



|             |             |          |             |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Effect Pink | Effect Blue | Neutral  | Effect Grey |
| 10041660    | 10041658    | 10041661 | 100041659   |

Marking Liquid, 25ml à **30€<sup>ttc</sup>**  
(prix indicatif)

10041662 Red  
10041663 Blue  
10041664 Yellow  
10041665 Green



GC Initial Zr Coloring Liquid Set, 700g **720 576€<sup>ttc</sup>**

100041648 Body A B, C, D - Cervical A, B, C, D - Effect Blue, Grey, Effect Pink, Neutral + Marking Liquid Red, Blue, Yellow, Green  
+ manuel technique

GC Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit 250g **228€<sup>ttc</sup>**

10041649

PLUS D'INFOS



PLUS D'INFOS



Stefan Roozen



Facettes Initial LiSi Press (LT-B0) avec réduction minimale en vestibulaire



Résultat de la cuisson montrant  
l'effet « auto-glaze » de SQIN



Cuisson de glaçage externe avec les  
maquillants Initial Spectrum Stains



Lustre Pastes ONE



Microstratification de céramique  
SQIN avant cuisson



Résultat clinique : Dr Johannes Bantleon,  
Vienne, Autriche)

## initial™ IQ ONE SQIN

Concept global de micro-stratification

... pour la zircone et le disilicate de lithium

... pour les restaurations antérieures et postérieures

... en microcouche et pour le maquillage



ONE SQIN

Maquillage  
ONE SQIN



Initial IQ LP ONE  
Shades set - 10007017

1 disque ZR ML Elite OFFERT

10007017 à **999€<sup>ttc</sup>**


## Initial IQ Lustre Pastes ONE

Fluo



10007017 L-N, L-NFL, L-V, L-OP - 4 Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) Diluting Liquid (8ml), Refresh Liquid (8ml) 10 Enamel Effect (L-1 à L-10), Manuel

Fluo



4g  
3x4g



10006991 10 SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18//19/20), 3g - SPS Glaze Fluo (GL-FLUO) 10g - SPS Glaze Liquid 25ml - 2 IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4g - 4 IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4g - 6 IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4g - IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml - IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8ml - 5 IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10g - 5 Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10g - Translucent Opal Booster (TO), 10g - 3 Powder GUM (light, dark, neutral), 10g - IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml - IQ LP ONE Mixing Dish, IQ LPONE Brush 00 - IQ LP ONE Brush 2, IQ LP ONE Plastic Cover - IQ ONE SQIN Technical Manual - IQ LP ONE Colour Chart, SPS Colour Chart

Initial IQ ONE SQIN  
System Set 10006991

**1772 868,5€<sup>ttc</sup>**  
prix indicatif, sous condition de reprise

Initial IQ ONE SQIN  
Shades Set 10006990

**725 363€<sup>ttc</sup>**

| Recharges en pot                     |            |  | prix indicatif             |  |
|--------------------------------------|------------|--|----------------------------|--|
| Initial IQ ONE SQIN <sup>1</sup>     | <b>4+1</b> |  |                            |  |
| Lustre Pastes ONE, 4g                | <b>4+1</b> |  | <b>83 €<sup>ttc</sup></b>  |  |
| Lustre Pastes ONE, 3x4g (LN & LN-FL) |            |  | <b>199 €<sup>ttc</sup></b> |  |
| Spectrums Stains, 3g                 | <b>3+1</b> |  | <b>69 €<sup>ttc</sup></b>  |  |

<sup>1</sup> Panachage possible, la moins chère est offerte  
Gratuité envoyée par GCF



Initial LP NF GUM  
Shades set - 10003186

**560 €<sup>ttc</sup>**

## Initial Lustre Pastes NF Gum Shades



10003186 5 IQ LP NF G 23, 24, 34, 35, 36 (4g) - 4 Stain modifier : LP-M, M2, M3, M4 (3g)  
Refresh Liquid 8ml, Diluting Liquid 8 ml + accessoires



GC Initial Spectrum Stain Set  
10003190

16 GC Initial Spectrum Stain SPS1 à SPS16 (3g)  
1 Glaze Powder GL (10g) - Glaze Liquid (25ml)  
Glaze Paste Liquid (8ml) - Shade Guide

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SP-1     | SP-2     | SP-3     | SP-4     | SP-5     | SP-6     | SP-7     | SP-8     | SP-9     | SP-10    | SP-11    |
| 10002995 | 10002996 | 10002997 | 10002998 | 10002999 | 10003000 | 10003001 | 10007003 | 10007004 | 10003004 | 10003005 |

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| SP-12    | SP-13    | SP-14    | SP-15    | SP-16    |
| 10003006 | 10003007 | 10003008 | 10003009 | 10003004 |



SP-17, 3g 10006992  
SP-18, 3g 10006993  
SP-19, 3g 10006994  
SP-20, 3g 10006995



GL- Fluo 10g  
10003012



- Chaque céramique est adaptée aux besoins de son processus de fabrication particulier et à son armature comme, par exemple, son CET.
- Toutes les teintes ont été soigneusement harmonisées dans l'ensemble du système.
- L'esthétique de chaque restauration est parfaitement en harmonie quel que soit le type créé ou le processus utilisé.



## Relever tous les défis prothétiques esthétiques

### Initial Zr-FS



Le système céramique spécialisé en oxyde de zirconium

### Initial MC



Le système céramo métallique le plus avancé



**OFFRE 5+1\***

sur recharge Zr FS OU MC de même format, panachage des teintes possibles.  
\* Gratuité envoyée par GCF

### Initial LiSi



Le choix parfait pour maîtriser tous vos défis Disilicate de Lithium

### Initial Ti



Céramo-métallique pour les armatures en titane



Ti Bonder Intro Kit 10002503 297 €<sup>ttc</sup>  
INmetalbond, 2x4g 10003154 105 €<sup>ttc</sup>  
Connector Paste, 6g 10003136 45 €<sup>tt</sup>



Florian Sanso

Les secrets de la micro-stratification...



JC Allègre

Micro-stratification Advanced



Stefan Roozen

Innovation esthétique : solutions céramique de pointe pour plus d'efficacité et de perfection

## Formez-vous avec GC

Rouen  
8 janvier

Contact  
David Faucon

Wittelsheim  
25 mars

Contact  
Amandine Masson

Louvain  
28-29 mai

Contact  
Lionel Botrel

Aix-en-Provence  
18 juin

Contact  
Nicolas Cremades

Illkirch-Graffenstaden  
29-30 janvier

Contact  
Amandine Masson

Lyon  
26-27 février

Contact  
Alain Simon



Dental Forum 2026  
Stand GC C010/D009  
Parc floral Paris-Vincennes  
Vendredi 3 avril  
11h30 - 12h15

Retrouvez nos formations actualisées



## Céramique, stages et tutos

Découvrez ici une série de vidéos courtes et pratiques pour perfectionner le maquillage de vos éléments prothétiques.



- Préparation de la palette de mélange et des maquillants
- Découpe de l'élément sur son mandrin
- Maquillage d'un overlay en CERASMART
- Maquillage d'une couronne
- Maquillage d'une facette
- Maquillage d'un inlay
- Maquillage overlay
- Maquillage sur molaire en zircone
- Programmation d'un four

| initial                                               | Prix indicatifs |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Coffret Initial Zr-FS Basic, 16 teintes               | 10003119        | 2380 € <sup>ttc</sup> |
| Coffret Initial LiSi Basic, 7 teintes                 | 10003184        | 919 € <sup>ttc</sup>  |
| Coffret Initial MC Basic Set Paste opaque, 16 teintes | 10003111        | 1890 € <sup>ttc</sup> |
| Coffret Initial MC Poudre opaque, 16 teintes          | 10003150        | 2090 € <sup>ttc</sup> |
| Coffret Initial Ti Basic, 16 teintes                  | 10003122        | 2190 € <sup>ttc</sup> |

**OFFRE de reprise -50%**

sur les coffrets\* de la gamme Initial

\*valables sur les Basic, Basic Plus, Advanced Set, System Set, Shade Set, & Lustre Paste ONE... après validation de votre représentant régional GC



## Le disilicate de lithium

### Initial™ LiSi Block, la version usinable

- Disilicate de lithium avec technologie HDM pour des propriétés physiques inégalées
- Esthétique supérieure
- Cristallisé avant fraisage, Initial LiSi Block peut être fraisé directement avec des limites cervicales lisses et précises.



Initial LiSi Block



e.max



Initial LiSi Block  
+ Lustre Pastes ONE  
+ Initial ONE SQIN

M. Brusch, Allemagne



|          |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|
| 10037275 | BL      | 10004887 | A1 LT   |
| 10004844 | A1 HT   | 10004958 | A2 LT   |
| 10004956 | A2 HT   | 10004888 | A3 LT   |
| 10004957 | A3 HT   | 10037274 | A3.5 LT |
| 10037273 | A3.5 HT | 10004889 | B1 LT   |
| 10004886 | B1 HT   |          |         |



Initial LiSi



Guide CAD CAM

Disilicate  
de lithium  
Blocs & collage



### Initial™ LRF Block

la céramique feldspathique  
renforcée en leucite

La solution esthétique pour les facettes

la barrette de 5 blocs à 92€<sup>ttc</sup>



#### Initial LRF Universal

| taille 14 |         |
|-----------|---------|
| 10003078  | A1 HT   |
| 10003084  | A2 HT   |
| 10003090  | A3 HT   |
| 10003096  | A3.5 HT |
| 10003102  | B1 HT   |
| 10003081  | A1 LT   |
| 10003087  | A2 LT   |
| 10003093  | A3 LT   |
| 10003099  | A3.5 LT |
| 10003105  | B1 LT   |
| 10003108  | BL      |

#### Initial LRF for CEREC

| taille 12 | taille 14 | taille 14L |
|-----------|-----------|------------|
| 10003044  | 10003045  | 10003046   |
| 10003050  | 10003051  | 10003052   |
| 10003056  | 10003057  | 10003058   |
| 10003062  | 10003063  | 10003064   |
| 10003068  | 10003069  | 10003070   |
| 10003047  | 10003048  | 10003049   |
| 10003053  | 10003054  | 10003055   |
| 10003059  | 10003060  | 10003061   |
| 10003065  | 10003066  | 10003067   |
| 10003071  | 10003072  | 10003073   |
| 10003074  | 10003075  | 10003076   |



### CERASMART™270

le bloc hybride en composite renforcé

La solution flexible pour l'usure



Dr J. Tapia



#### CERASMART270 Universal

| taille 14 |         |
|-----------|---------|
| 10001424  | A1 HT   |
| 10001425  | A2 HT   |
| 10001426  | A3 HT   |
| 10001427  | A3.5 HT |
| 10001428  | B1 HT   |
| 10001429  | A1 LT   |
| 10001430  | A2 LT   |
| 10001431  | A3 LT   |
| 10001432  | A3.5 LT |
| 10001433  | B1 LT   |
| 10001434  | BL      |

#### CERASMART270 for CEREC

| taille 12 | taille 14 | taille 14L |
|-----------|-----------|------------|
| 10001391  | 10001413  | 10001435   |
| 10001392  | 10001414  | 10001436   |
| 10001393  | 10001415  | 10001437   |
| 10001394  | 10001416  | 10001438   |
| 10001395  | 10001417  | 10001439   |
| 10001396  | 10001418  | 10001440   |
| 10001397  | 10001419  | 10001441   |
| 10001398  | 10001420  | 10001442   |
| 10001399  | 10001421  | 10001443   |
| 10001400  | 10001422  | 10001444   |
| 10001401  | 10001423  | 10001445   |

à partir de 143€<sup>ttc</sup>

CERASMART™270

4+1\*


10+3\*

barrettes de 5 blocs. Panachage possible.  
\*Les moins chères sont offertes.  
Gratuites envoyées par GCF


### Initial™ LiSi Press

le disilicate de lithium en version pressée


#### Haute translucidité (HT)




#### Faible translucidité (LT)




#### Opacité moyenne (MO)



#### Translucidité moyenne (MT)



#### Faible translucidité (LT)



tubes LiSi Press

4+1\*

Tubes de 5 lingotins. Panachage possible.  
\*Gratuité envoyée par GC France

10003664 Kit Intro  
LiSi Press Vest 73€<sup>ttc</sup>

|          |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|
| 10003671 | MT-B00  | 10004833 | LT-B00  |
| 10006956 | MT-B0+  | 10006352 | LT-B0+  |
| 10003672 | MT-B0   | 10004853 | LT-B0   |
| 10003673 | MT-A1   | 10004824 | LT-A1   |
| 10003674 | MT-A2   | 10004962 | LT-A2   |
| 10003675 | MT-A3   | 10004831 | LT-A3   |
| 10006957 | MT-A3.5 | 10006353 | LT-A3.5 |
| 10006958 | MT-A4   | 10006354 | LT-A4   |
| 10003676 | MT-B1   | 10004854 | LT-B1   |
| 10003677 | MT-B2   | 10004857 | LT-B2   |
| 10006959 | MT-B3   | 10006355 | LT-B3   |
| 10006960 | MT-B4   | 10006356 | LT-B4   |
| 10003678 | MT-C1   | 10004815 | LT-C1   |
| 10003679 | MT-C2   | 10004842 | LT-C2   |
| 10006961 | MT-C3   | 10006951 | LT-C3   |
| 10006962 | MT-C4   | 10006952 | LT-C4   |
| 10003680 | MT-D2   | 10004860 | LT-D2   |
| 10006963 | MT-D3   | 10006953 | LT-D3   |
| 10006964 | MT-D4   | 10006954 | LT-D4   |
| 10003681 | LT-A    |          |         |
| 10003682 | LT-B    |          |         |
| 10003683 | LT-C    |          |         |
| 10003684 | LT-D    |          |         |
| 10003665 | HT-EXW  | 10003685 | MO-0    |
| 10006955 | HT-BLE+ | 10003686 | MO-1    |
| 10003666 | HT-BLE  | 10003687 | MO-2    |
| 10003667 | HT-E57  |          |         |
| 10003668 | HT-E58  |          |         |
| 10003669 | HT-E59  |          |         |
| 10003670 | HT-E60  |          |         |

115€<sup>ttc</sup>



+ D'INFOS

### G-CEM ONE™, le collage universel

L'assemblage simplifié sur Ti-base sans primer additionnel

OFFRE 3+1\*

\* Même type de recharge.  
Gratuité envoyée par GCF

3 recharges

1 recharge GC Initial IQ,  
Lustre Paste ONE OFFERTE\*



| G-CEM ONE                                                          |                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Single Pack - la seringue de 4,6g<br>+ 8 embouts automix & 2 endos | 10006923 AO3<br>10006924 WO | 77 € <sup>ttc</sup>  |
| Twin Pack - 2 seringues de 4,6g<br>+ 15 embouts automix & 5 endos  | 10006921 A2<br>10006922 Tr  | 144 € <sup>ttc</sup> |
| Automix Tip Regular x10                                            | 10003335                    | 15 € <sup>ttc</sup>  |

# GRADIA

Système composite modulaire radio-opaque photopolymérisable modelable ou injectable pour restaurations indirectes

Tableau des teintes



+ D'INFOS



GRADIA+  
EXACLEAR

OPACIFICATION



Armature Opaque

STRATIFICATION



Opaque Dentine Effet optionnel Dentine CLF Effet optionnel Enamel

BRILLANCE



Lustre Paint Effet optionnel



en accord avec la convention !




Heavy Body Light Body Lustre Paint Opaque

OFFRE 5+1\*

Sur seringue, panachage possible, la moins chère est offerte. \* Gratuité envoyée par GCF

2 textures : pâte et fluide (Heavy Body & Light Body)  
Masses Fluorescentes et Opalescentes  
Résistance à la flexion : 160 MPa  
Dureté 60 Hv



Seringue de 2ml  
10003577 GO-1  
10003578 GO-2  
Seringue de 2ml  
10003621 GLB-1  
10003622 GLB-2  
10003623 GLB-3  
10003624 GLB-CL  
Seringue de 3,3ml  
10003597 GLB-1  
10003598 GLB-2  
10003599 GLB-3  
10003600 GLB-CL

|                                                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Combi Pack LAYER<br>(Layer + Paint Set + Accessoires)<br>10003559 + 10003560 + 10003563                 | 2 978 € <sup>ttc</sup> |
| Combi Pack LAYER PRO<br>(Layer + Layer Pro + Paint Set + Accessoires)<br>10003559 + 10003652 + 10003560 | 4 202 € <sup>ttc</sup> |
| Combi Pack ONE BODY<br>(One body + Paint + Accessoires)<br>10003562 + 10003560 + 10003563               | 2 379 € <sup>ttc</sup> |
| Combi Pack GUM<br>(Coffrets Gum + Accessoires)<br>10003561 + 10003563                                   | 1 652 € <sup>ttc</sup> |

Prix indicatifs, voir offres existantes avec votre responsable régional

## EXACLEAR

Vinyl polysiloxane transparent, partenaire du GRADIA® PLUS

- Excellent contrôle des détails
- Manipulation aisée
- Prise rapide



Correction de la situation existante



Préparation pour l'injection de Light Body. Préformer les trous d'injection avec le noodle



Modèle formé sous vide afin d'appliquer une compression sur le silicone injectable.



EXACLEAR injecté sur la surface et comprimé par le moule

STEPHEN LUSTY, UK



Modèle préparé et recouvert d'un séparateur en silicone sur les préparations, le reste du modèle est séparé avec GC GRADIA® PLUS SEPARATOR.



Injection de Light Body.



Composite photopolymérisé grâce à la transparence de EXACLEAR



Après retrait et nettoyage des événements.



Après application des Lustre paint



EXACLEAR est idéal pour les couronnes ou des facettes provisoires.

L'utilisation du GC GRADIA PLUS Light Body plutôt que de l'acrylique est plus facile et moins sensible à la technique.

10001483 La recharge 87 €<sup>ttc</sup>  
(2x48ml + 6 embouts)



GC GRADIA™ PLUS Liquides

|                                     |          |                     |
|-------------------------------------|----------|---------------------|
| GRADIA PLUS Modeling Liquid, 3ml    | 10003639 | 36 € <sup>ttc</sup> |
| GRADIA PLUS LP Diluting Liquid, 3ml | 10003637 | 46 € <sup>ttc</sup> |
| GRADIA PLUS Separator, 5ml          | 10003640 | 47 € <sup>ttc</sup> |
| GRADIA PLUS Air Barrier, 10ml       | 10003638 | 66 € <sup>ttc</sup> |
| GRADIA PLUS Die Hardner, 5ml        | 10003641 | 46 € <sup>ttc</sup> |



Primers

|                                 |          |                      |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| GRADIA PLUS Acrylic Primer, 6ml | 10003646 | 91 € <sup>ttc</sup>  |
| METAL PRIMER Z, 5ml             | 10001265 | 259 € <sup>ttc</sup> |
| CERAMIC PRIMER II, 3ml          | 10001202 | 125 € <sup>ttc</sup> |

## OPTIGLAZE color

Solution simple de caractérisation photopolymérisable

- Vernis prêt à l'emploi, facile à manipuler, étape de polissage réduite
- Large éventail de couleurs, pour la caractérisation interne et externe, pour une esthétique parfaite
- Brillance longue durée grâce à la technologie des nano charges



10001150 OPTIGLAZE color Set **920 €<sup>ttc</sup>**  
17 flacons (un par teinte) + accessoires

## APPLICATIONS



|          |                     |
|----------|---------------------|
| 10001154 | White, 2,6 ml       |
| 10001155 | Ivory white, 2,6 ml |
| 10001156 | Yellow, 2,6 ml      |
| 10001157 | Orange, 2,6 ml      |
| 10001158 | Pink Orange, 2,6 ml |
| 10001159 | Red brown, 2,6 ml   |
| 10001160 | Olive, 2,6 ml       |
| 10001161 | Grey, 2,6 ml        |
| 10001162 | Blue, 2,6 ml        |
| 10001163 | Lavender, 2,6 ml    |
| 10001164 | Pink, 2,6 ml        |
| 10001165 | Red, 2,6 ml         |
| 10001151 | A plus, 2,6 ml      |
| 10001152 | B plus, 2,6 ml      |
| 10001153 | C plus, 2,6 ml      |
| 10001166 | clear, 5 ml         |
| 10001167 | clear HV, 5 ml      |

**75 €<sup>ttc</sup>** la recharge




## Aadva Lab Scanner 3



## DECouvrez l'ALS 3



- Une expérience utilisateur unique grâce à la technologie de projection brevetée
- Équilibre dynamique entre vitesse et précision grâce aux images de deux caméras prises sous des angles différents et aux moteurs à grande vitesse
- Positionnement facilité par la reconnaissance entièrement automatisée des objets
- Balayage hybride...



D'un simple clic, le logiciel Smart Occlusion aligne automatiquement vos modèles numériques



Le scanner  
est votre  
espace  
de travail !

## GC Temp PRINT

Résine chargée photopolymérisable imprimable en 3D pour des provisoires longue durée



10004798 Light 500g  
10004797 Medium 500g **345 €<sup>ttc</sup>**

GC Temp PRINT caractérisé avec OPTIGLAZE color

Classe IIa sans MMA basée sur la technologie DLP



## Labolight DUO

Unité de photopolymérisation LED à mode dual pour les résines composites indirectes

10001246 Labolight Duo **3500 €<sup>ttc</sup>**



- Deux modes, un appareil, un protocole simplifié
- Silencieuse et compacte


## DÉMONSTRATION SUR SITE ?

Contactez votre responsable digital

## DIGITAL



**Yoann Chaussavoine**  
06 78 29 12 61  
Yoann.Chaussavoine@gc.dental



**Gilles Martinez**  
06 37 79 73 24  
Gilles.Martinez@gc.dental

**-10%** sur tous les packs  
**exocad**

valable pour l'achat du  
scanner ALS 3

Le seul et unique scanner de laboratoire  
contrôlé par le geste



Des boutons interactifs projetés sur le plateau vous guident à travers les différentes étapes du processus de scannage. Plus besoin de perdre du temps en allées et venues entre le scanner et votre ordinateur.

# Les revêtements à liant phosphate & les plâtres



| Fujivest II      |          | Prix indicatif       |
|------------------|----------|----------------------|
| Poudre 100x60g   | 10001770 | 259 € <sup>ttc</sup> |
| Poudre 40x150g   | 10001771 | 238 € <sup>ttc</sup> |
| Poudre 4x2kg     | 10003332 | 270 € <sup>ttc</sup> |
| Poudre 67x90g    | 10001773 | 254 € <sup>ttc</sup> |
| Liquide 900ml    | 10001772 | 45 € <sup>ttc</sup>  |
| Liquide 900ml LE | 10001792 | 45 € <sup>ttc</sup>  |

| LiSi PressVest |          | Prix indicatif       |
|----------------|----------|----------------------|
| Intro Kit      | 10003664 | 73 € <sup>ttc</sup>  |
| Poudre 100x60g | 10003661 | 263 € <sup>ttc</sup> |
| Liquide 900ml  | 10003662 | 53 € <sup>ttc</sup>  |

| Fujivest Premium |          | Prix indicatif       |
|------------------|----------|----------------------|
| Poudre 40x150g   | 10003213 | 180 € <sup>ttc</sup> |
| Poudre 67x90g    | 10003214 | 206 € <sup>ttc</sup> |
| Liquide 900ml    | 10001772 | 45 € <sup>ttc</sup>  |



| GC BASE STONE |      |          |
|---------------|------|----------|
| Terracota Red | 12kg | 10003221 |
| Royal Blue    | 12kg | 10003222 |

| GC FUJIROCK EP Classic |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Golden Brown           | 5kg  | 10003218 |
| Golden Brown           | 12kg | 10003220 |
| Topaz Beige            | 5kg  | 10003219 |

| GC FUJIROCK EP Premium |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Inca Brown             | 4kg  | 10003245 |
| Titanium Grey          | 4kg  | 10003246 |
| Polar White            | 4kg  | 10003244 |
| Pastel Yellow          | 11kg | 10003243 |
| Pastel Yellow          | 4kg  | 10003242 |

OFFRES en palette,  
contactez votre responsable régional

## Les renforts fibrés Stick & everStick



| Renforts fibrés                  |          |                      |
|----------------------------------|----------|----------------------|
| StickNet - 3x30cm <sup>2</sup>   | 10003406 | 330 € <sup>ttc</sup> |
| Stick - 4x15cm <sup>2</sup>      | 10003405 | 330 € <sup>ttc</sup> |
| everStickNet - 30cm <sup>2</sup> | 10003403 | 341 € <sup>ttc</sup> |
| everStick C&B - 1x8cm            | 10003419 | 124 € <sup>ttc</sup> |



Prothèse renforcée



## Découvrez GC France Expertise,

Votre plateforme dédiée au savoir-faire dentaire de GC France.

Nous sommes convaincus que l'excellence clinique et technique s'appuie sur un partage continu des connaissances et des meilleures pratiques.

Nous mettons un point d'honneur à vous apporter une expertise et une technicité de haut niveau, mises à votre disposition par nos équipes de GC France.



Tutos, formations & TP, actualités et campagne, congrès, offre, articles, Lunch & Learn...



| OFFRES |                                          | prix indicatifs                 | code     |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| p5     | Initial IQ, ONE SQIN System Set, 228g    | 4772 1329 <sup>€ttc</sup>       | 10006991 |
| p4     | Initial IQ, ONE, LP NF, Gum Shades       | 560 <sup>€ttc</sup>             | 10003186 |
| p4     | Initial IQ, Lustre Paste ONE             | 999 <sup>€ttc</sup>             | 10007017 |
| p12    | GC Labolight Duo                         |                                 | 10001246 |
| p12    | Optiglaze color Set                      |                                 | 10001150 |
|        |                                          |                                 |          |
| p3     | Disques Zirconie                         | 3+1                             |          |
| p3     | 3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite | 1 recharge Initial LP NF ONE    |          |
| p3     | 3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite | 1 recharge Coloring Liquid 50ml |          |
| p3     | 3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite | 1 teintier 70017646             |          |
|        |                                          |                                 |          |
| p4     | Initial IQ LP ONE Shades set             | 1 Disk Multilayer Elite         |          |
| p4     | Initial Coloring Liquid recharge 50ml    | 4+1                             |          |
| p4     | 1 recharge 50ml Initial Coloring Liquid  | 1 Initial Zirconia Disk 12mm    |          |
| p5     | Initial IQ LP ONE recharges              | 4+1                             |          |
| p5     | Initial Spectrum Stains recharges        | 3+1                             |          |
| p6     | Initial Zr-Fs ou Initial MC              | 5+1                             |          |
| p6     | Reprise -50% sur coffrets Initial        | sous conditions de reprise      |          |
| p8     | Initial LiSi Press tubes                 | 4+1                             |          |
|        |                                          |                                 |          |
| p9     | CERASMART270                             | 4+1 et 10+3                     |          |
|        |                                          |                                 |          |
| p9     | G-CEM ONE recharges identiques           | 3+1                             |          |
| p9     | G-CEM ONE x3 recharges identiques        | 1 recharge IQ LP ONE            |          |
| p10    | GRADIA PLUS                              | 5+1                             |          |



Vous souhaitez  
passer une  
commande\* ?

Contactez votre  
responsable régional,  
il se chargera de tout.

Vous bénéficierez  
de vos conditions  
habituelles négociées  
avec votre distributeur,  
et les gratuités vous  
parviendront  
directement de  
chez GC !

\*au préalable, identifiez le  
distributeur avec lequel vous  
travaillez, et préparez votre  
numéro client.

## Nos formations à retrouver ICI



Stand C010/D009



Vendredi 3 Avril de 11h30 -12h15

Innovation esthétique : solutions céramique de  
pointe pour plus d'efficacité et de perfection

Initial™ LRF : céramique feldspathique renforcée en leucite pour restaurations indirectes tout céramique  
CERASMART™270 : céramique hybride pour CFAO  
Initial LiSi Block : Bloc CAD/CAM en céramique vitreuse à base de disilicate de lithium pour facettes, couronne, inlays, onlays, couronnes partielles, couronne sur implant  
Gamme Initial : système de céramiques pour réalisations prothétiques  
Initial LiSi Press : lingotin en céramique disilicate de lithium pour technique pressée  
Initial™ Zirconia Disk : disques zirconie pour les cas CAD/CAM exigeants  
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite : restaurations complètes (bridges) et unitaires  
G-CEM ONE : ciment résine auto-adhésif pour une adhésion à la dent et tous autres substrats et surfaces émail, dentine, zirconie, métal, céramiques vitreuses, matériaux hybride  
OPTIGLAZE color : vernis de caractérisation photopolymérisable pour restaurations indirectes  
GRADIA® PLUS : système composite pour restaurations indirectes  
Initial IQ ONE SQIN : Concept de céramiques de couleur et de forme à peindre pour la réalisation esthétique d'armatures monolithiques ou de réalisations avec réductions à minima en dioxyde de zirconium ou en disilicate de lithium  
Temp PRINT™ : résine chargée pour imprimer en 3D des provisoires de longue durée.  
Gamme everStick : renforts fibrés pour couronnes, bridges, prothèses, renforcement des zones fines des prothèses amovibles  
EXACLEAR : silicone innovant et transparent qui répond aux besoins des cas esthétiques exigeants

Acrylic Primer : primer photopolymérisable pour l'adhésion du GRADIA™ PLUS à l'acrylique  
METAL PRIMER Z : liant résine/métal en une seule étape  
CERAMIC PRIMER II : liant utilisé pour l'application/la réparation supplémentaire des couches de GRADIA™ PLUS (teintes V, teintes gingivales) et de Lustre Pastes  
GRADIA PLUS Modeling Liquid : Liquide à modeler qui permet de lubrifier la spatule lors de l'application des pâtes résineuses.  
GRADIA PLUS Diluting Liquid : liquide indiqué pour la caractérisation externe et qui permet d'obtenir la consistance souhaitée  
GRADIA PLUS Separator : séparateur de résine composite qui s'applique sur les modèles de travail en plâtre lors de la réalisation d'inlays et d'onlays  
GRADIA PLUS Air Barrier : barrière d'étanchéité pour garantir la polymérisation complète de la surface du composite  
GRADIA PLUS Die Hardener : Appliqué sur les dies, il durcit et protège la surface pour la réalisation d'inlays, de jacket etc ...

Dispositifs médicaux de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Organisme certificateur n°2797. Distribués par GC France. Offres réservées à la France métropolitaine.